



Электрическая зубная щетка Smart Sonic

Руководство пользователя

## Руководство по использованию

- Включите зубную щетку одним коротким нажатием на кнопку, прозвучит тональный сигнал загрузки «Oclean». В течение 15 секунд без действия, зубная щетка автоматически перейдет в состояние сна.
- После включения зубной щетки, повторно нажмите на кнопку, зубная щетка начнет работать и Вы сможете почистить зубы.
- Во время работы зубной щетки нажмите кнопку еще раз, чтобы закончить работу зубной щетки преждевременно.
- При настройке режима по умолчанию, зубная щетка будет автоматически работать в течение 2 минут, после ее включения. Далее после 2 минут работ переходить в спящий режим
- Во время работы зубной щетки, она будет напоминать Вам каждые 30 секунд об изменении области чистки путем изменения состояния вибрации
- Во время процесса очистки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы переключить силу очистки. Существует 4 уровня силы очистки, а текущий уровень можно увидеть по индикаторной лампе на ручке.
- Если вы хотите каждый раз свободно устанавливать время чистки или использовать другие функции, такие как отбеливание зубов, массаж десен и т.д., Вам необходимо установить мобильное приложение и настроить свою зубную щетку через приложение.
- Когда корпус зубной щетки и зарядное основание расположены близко друг к другу, индикатор зарядки показывает состояние «белый свет», то есть зарядка начинается, и когда щетка полностью зарядится, индикатор с белым светом будет постоянно гореть.
- Зубная щетка полностью заряжается в течение примерно 3,5 ч. После того, как батарея полностью зарядится, зубную щетку следует снять с зарядной базы. Не оставляйте заряженную зубную щетку на зарядной базе в течение длительного времени.

### **Зарядка**

- Когда уровень заряда батареи ниже 5%, индикатор кнопки будет мигать красным, напоминая Вам о необходимости зарядить ее.
- Для подключения к зарядной базе рекомендуется использовать обычное зарядное устройство для мобильного телефона с параметром напряжения 5 В и током 1А-2А.

---

#### • Спецификация для Oclean One

Мотор	Максимальная частота 42000rpm Максимальное кручение 280gf.cm Максимальное колебание 5,5 мм
Водонепроницаемый	корпус IPX7
Зарядка	магнитная зарядная база Около 3,5 часов до полной зарядки аккумулятора
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Время работы	60 дней
Чистая передача	3 режима X 4 уровня
Вес	155 г (ручка+насадка для щетки)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE